

04.12.2021

Produktbezeichnung: CURACID SOL
Anwendungsbereich: Schnelldesinfektion im Wellness und Fitness-Bereich
Bereichsempfehlung: Medizin, Industrie, Schule+Kita, Feuerwehr

Verkaufseinheit	250ml	5L			
Artikelnummer	113282	113286			
EAN					
Gewicht		5,2 kg			
Höhe		24,5 cm			
Breite		19,0 cm			
Tiefe		16,0 cm			
Verpackungseinheit					
Artikelnummer					
EAN					
Gewicht					
Höhe					
Breite					
Tiefe					

Eigenschaften:

- umfassend wirksam gegen pathogene Keime (inkl. HIV, Influenza, MRSA, E.coli, Corona,...)
- sehr gute Materialverträglichkeit, auch auf Acryl
- nur 1 Minute Einwirkzeit gem. VAH
- sehr wirtschaftlich durch 20-fache Verdünnung
- universelle Anwendung in Saunen, Solarien, Schwimmbädern, Duscheinrichtungen, Massageliegen und Fitnessgeräten

Anwendungsempfehlung: Curacid Sol wird mit klarem Wasser verdünnt. 50 ml Curacid Sol + 950 ml Wasser ergeben 1L gebrauchsfertige Lösung. Geben Sie erst das Wasser und dann das Konzentrat in den Behälter. Wasser und Konzentrat gut mischen. Fertig. Flächen und Gegenstände gleichmäßig benetzen. Nach der Einwirkzeit überschüssige Flüssigkeit mit einem sauberen Tuch abwischen. Die Einwirkzeiten sind Mindestzeiten.

Wirksame Bestandteile in 100g: 3,33 g Benzylalkyldimethyl, Chloride, 3,33 g Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, Chloride, 3,34 g Didecyldimethylammoniumchlorid
weitere Bestandteile: Hilfsstoffe

Normen und Regularien: UFI: R600-606D-C00J-508E
 VAH-Norm
 N-80483

Besondere Hinweise: Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB.
 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.